

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No: 200093407

 防伪查询网址: www.gttc.net.cn


防伪码: LVTD-9635-54

共3页 第1页



委托单位	金华市景迪医疗用品有限公司 地址: 浙江省金华市金东区孝顺镇低田功能区\2幢		
客户认定信息	医用普通口罩 20个 批号款号: 04/2020 颜色: 蓝色 号型规格: B型 17.5×9.5cm 生产单位: 金华市景迪医疗用品有限公司 -----		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-24
		报告签发日期	2020-04-30
判定依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	细菌过滤效率	YY/T 0969-2013	符合
	外观[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	结构与尺寸[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	通气阻力	YY/T 0969-2013	符合
	鼻夹[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	口罩带[3个]	YY/T 0969-2013	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 马楠 工程师





样品图片

(电子版)

No:200093407

共3页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

No: 200093407

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积: 40cm ² 气体流速: 28.3L/min 平均颗粒直径: 3.0 μm 阳性质控值: 1.9×10 ³ CFU 阴性质控值: <1CFU	≥95	BFE ₁ 95.5 BFE ₂ 95.4 BFE ₃ 95.3	符合	
●外观[3个]	YY/T 0969-2013 5.1	口罩外观应整洁、形状完好, 表面不得有破损、污渍。	符合要求	符合	
●结构与尺寸 [3个]	YY/T 0969-2013 5.2	口罩佩戴好后, 应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。应符合设计的尺寸, 最大偏差应不超过±5%。	结构: 符合要求 尺寸最大偏差 (%): -3	符合	
●通气阻力 (Pa/cm ²)	YY/T 0969-2013 5.6	≤49	1# 20.4 2# 17.8 3# 18.8	符合	
●鼻夹[3个]	YY/T 0969-2013 5.3	口罩上应配有鼻夹, 鼻夹由可塑性材料制成。鼻夹长度应不小于8.0cm。	鼻夹: 符合要求 鼻夹长度 (cm): 1# 10.8 2# 10.8 3# 10.8	符合	
●口罩带[3个]	YY/T 0969-2013 5.4	口罩带应戴取方便。每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。	符合要求	符合	
备 注	(本栏空白)				



本报告结束